


# Rapport de Projet :

## Gestion des Ressources IoT et Prédiction des Comportements

*Système de Surveillance et d'Analyse des Paramètres Vitaux*

Réalisé par :  
**Mouhamed Wassim Mbarek**  
Classe : **LCE IoT 3A Group 2**

Encadré par :  
**Mme.Yesmine Gara**



18 janvier 2025

Project Uploaded on Github (Open Source) :  
<https://github.com/mahostar/SmartHart>

# Résumé Exécutif

Ce projet a permis de concevoir et de mettre en œuvre un système IoT avancé pour la surveillance des paramètres vitaux, intégrant des techniques d'intelligence artificielle pour la gestion des ressources et la détection d'anomalies. Les objectifs initiaux, à savoir la prédiction des besoins en ressources, la détection d'anomalies, et la visualisation des données en temps réel, ont été atteints avec succès.

## 0.1 Synthèse des Accomplissements

- **Génération de Données Réalistes** : Le développement du programme `HealthDataGenerator` a permis de créer un simulateur de signes vitaux performant, capable de reproduire fidèlement le comportement du corps humain dans des conditions normales et pathologiques. L'intégration de paramètres physiologiques configurables et de scénarios d'anomalies pré-définis a contribué à la pertinence des données générées.
- **Modèle de Prédiction Performant** : Un modèle d'apprentissage automatique basé sur une architecture BiLSTM a été entraîné avec succès. Ce modèle a démontré une précision globale supérieure à 98% lors de l'entraînement, et une capacité remarquable à distinguer les différentes conditions cardiaques (normale, arrêt cardiaque, crise hypertensive, choc septique).
- **Tests en Conditions Réelles** : L'implémentation d'une interface graphique a permis de tester le modèle en temps réel avec des données simulées. Même dans des conditions de données limitées (fenêtre de 10 points), le modèle a maintenu une précision de 93%, soulignant sa robustesse et sa réactivité.
- **Interface Utilisateur Intuitive** : L'interface graphique offre une visualisation claire et en temps réel des données de signes vitaux, ainsi que des commandes pour ajuster les paramètres de simulation. L'affichage de l'état actuel (normal ou anomalie détectée) et de la précision du modèle contribue à une meilleure compréhension du système.

## 0.2 Forces du Projet

- **Approche Intégrée** : Le projet combine efficacement la génération de données physiologiques, la modélisation par apprentissage automatique et la visualisation en temps réel, offrant une solution complète pour la surveillance des paramètres vitaux.
- **Haute Précision** : Le modèle d'apprentissage automatique a démontré une précision exceptionnelle, tant lors de l'entraînement que lors des tests en conditions réelles.
- **Robustesse et Réactivité** : Les tests avec une fenêtre de données limitée ont prouvé la capacité du modèle à s'adapter rapidement aux changements et à maintenir une bonne précision, même avec un historique de données minimal.
- **Simulateur Réaliste** : Le programme `HealthDataGenerator` est un outil précieux pour la génération de données de santé, utile pour l'entraînement de modèles d'IA et la simulation de divers scénarios médicaux.

## 0.3 Limites et Axes d'Amélioration

- **Dépendance aux Données Simulées** : Bien que le simulateur soit performant, le système n'a pas encore été testé avec des données réelles provenant de capteurs médicaux.
- **Complexité du Modèle** : Le modèle BiLSTM, bien que précis, est relativement complexe et pourrait nécessiter des ressources de calcul importantes pour un déploiement à grande échelle.
- **Amélioration de l'Interface Utilisateur** : L'interface graphique pourrait être enrichie avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que des alertes personnalisables ou des rapports d'analyse plus détaillés.

## 0.4 Perspectives Futures

- **Intégration de Données Réelles** : L'une des perspectives les plus importantes est l'intégration de données réelles provenant de capteurs médicaux pour valider et améliorer le modèle dans des conditions cliniques réelles.
- **Déploiement sur un Système Embarqué** : Pour une utilisation pratique, le système pourrait être déployé sur un dispositif IoT embarqué, optimisant le modèle pour une consommation énergétique réduite.
- **Détection d'Anomalies Plus Complexes** : Le modèle pourrait être entraîné pour détecter des anomalies plus subtiles ou des combinaisons d'anomalies, augmentant ainsi sa valeur diagnostique.
- **Intégration d'un Système d'Alerte** : Un système d'alerte en temps réel pourrait être intégré pour avertir les professionnels de santé en cas de détection d'anomalies critiques.
- **Personnalisation du Modèle** : À plus long terme, le modèle pourrait être personnalisé en fonction des caractéristiques individuelles des patients, améliorant encore la précision des prédictions.

# Table des matières

<b>Résumé Exécutif</b>	<b>1</b>
0.1 Synthèse des Accomplissements . . . . .	1
0.2 Forces du Projet . . . . .	1
0.3 Limites et Axes d'Amélioration . . . . .	2
0.4 Perspectives Futures . . . . .	2
<b>1 Introduction</b>	<b>4</b>
1.1 Objectifs du Projet . . . . .	4
<b>2 Collection de données</b>	<b>5</b>
2.1 Génération des Données . . . . .	5
2.1.1 Paramètres Physiologiques . . . . .	5
2.1.2 Scénarios d'Anomalies . . . . .	5
2.1.3 Contraintes Physiologiques . . . . .	6
2.1.4 Exemple de Données Générées . . . . .	6
2.1.5 Interface Graphique . . . . .	7
2.1.6 Conclusion . . . . .	7
<b>3 Fonctionnement du Code</b>	<b>8</b>
<b>4 Entraînement, Architecture et Configuration du Modèle</b>	<b>10</b>
4.1 Structure du Réseau . . . . .	10
4.2 Paramètres d'Entraînement . . . . .	10
4.3 Convergence du Modèle . . . . .	10
4.4 Métriques de Performance Finales . . . . .	11
4.5 Courbe de Précision . . . . .	11
4.6 Courbe de Perte . . . . .	12
4.7 Évaluation des Performances : Analyse ROC . . . . .	12
4.8 Analyse de la Matrice de Confusion : Performance par Classe . . . . .	13
4.9 Points Forts et Limitations . . . . .	13
4.10 Conclusions . . . . .	14
4.11 Métriques Détaillées . . . . .	14
<b>5 Tests et Évaluation du Model in Real Time</b>	<b>15</b>
5.1 Justification de la Limitation à 10 Points . . . . .	15
5.2 Résultats des Tests avec Fenêtre Limitée . . . . .	16
5.3 Analyse des Performances . . . . .	16
<b>6 Code source</b>	<b>17</b>
<b>7 Conclusion Finale</b>	<b>38</b>

# Chapitre 1

## Introduction

Ce projet vise à développer un système IoT innovant capable de surveiller des paramètres vitaux tels que la pression sanguine et la fréquence cardiaque, tout en utilisant des techniques avancées d'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des ressources.

### 1.1 Objectifs du Projet

- Prédiction des besoins en ressources
- Détection d'anomalies
- Visualisation des données en temps réel

# Chapitre 2

## Collection de données

### 2.1 Génération des Données

Pour simuler de manière réaliste le comportement du corps humain dans diverses conditions, un programme Python a été développé. Ce programme, nommé **HealthDataGenerator**, génère des données synthétiques de signes vitaux en se basant sur des paramètres physiologiques configurables et des scénarios d'anomalies pré-définis.

#### 2.1.1 Paramètres Physiologiques

Le programme utilise les paramètres de base suivants pour simuler les signes vitaux dans des conditions normales :

- **Pression artérielle** :
  - Systolique : moyenne de 120 mmHg, écart-type de 5 mmHg, minimum de 70 mmHg, maximum de 180 mmHg.
  - Diastolique : moyenne de 80 mmHg, écart-type de 3 mmHg, minimum de 40 mmHg, maximum de 120 mmHg.
- **Fréquence cardiaque** : moyenne de 75 bpm, écart-type de 3 bpm, minimum de 40 bpm, maximum de 150 bpm. Une variation naturelle de la fréquence cardiaque liée à la respiration (arythmie sinusale respiratoire) est également simulée avec un facteur de 0.1.
- **SpO2** (Saturation pulsée en oxygène) : moyenne de 98%, écart-type de 0.5%, minimum de 80%, maximum de 100%.
- **Fréquence respiratoire** : moyenne de 16 cycles/min, écart-type de 1 cycle/min, minimum de 8 cycles/min, maximum de 30 cycles/min.

Ces paramètres sont basés sur des standards médicaux pour garantir le réalisme des données générées.

#### 2.1.2 Scénarios d'Anomalies

Le programme est capable de simuler différentes anomalies avec une probabilité configurable (par défaut 3

- **Arrêt cardiaque** :
  - Diminution rapide de la pression artérielle (systolique : -40 mmHg, diastolique : -30 mmHg) avec un écart-type de 15 mmHg.
  - Chute de la fréquence cardiaque (-30 bpm) avec un écart-type de 20 bpm.
  - Baisse de la SpO2 (-15%) avec un écart-type de 5
  - Augmentation de la fréquence respiratoire (+8 cycles/min) avec un écart-type de 3 cycles/min.

- Durée de l’anomalie : 15 secondes.
- Début : rapide.
- **Crise hypertensive :**
  - Augmentation graduelle de la pression artérielle (systolique : +60 mmHg, diastolique : +40 mmHg) avec un écart-type de 10 mmHg.
  - Hausse de la fréquence cardiaque (+30 bpm) avec un écart-type de 15 bpm.
  - Légère baisse de la SpO2 (-5%) avec un écart-type de 2
  - Augmentation de la fréquence respiratoire (+6 cycles/min) avec un écart-type de 2 cycles/min.
  - Durée de l’anomalie : 20 secondes.
  - Début : progressif.
- **Choc septique :**
  - Diminution progressive de la pression artérielle (systolique : -30 mmHg, diastolique : -20 mmHg) avec un écart-type de 10 mmHg.
  - Augmentation importante de la fréquence cardiaque (+40 bpm) avec un écart-type de 10 bpm.
  - Baisse de la SpO2 (-10%) avec un écart-type de 3
  - Augmentation de la fréquence respiratoire (+10 cycles/min) avec un écart-type de 3 cycles/min.
  - Durée de l’anomalie : 25 secondes.
  - Début : progressif.

2.1.3 Contraintes Physiologiques

- Afin d’assurer un réalisme accru, le programme applique des contraintes physiologiques aux données générées. Par exemple :
- Une fréquence cardiaque élevée entraîne une augmentation de la pression artérielle.
  - Une SpO2 inférieure à 90% provoque une augmentation de la fréquence cardiaque.

2.1.4 Exemple de Données Générées

Les données sont générées à un intervalle de 0.5 seconde et enregistrées dans un fichier CSV. Voici un exemple de données générées par le programme :

TABLE 2.1 – Exemple de Données Générées

Timestamp	Systolic BP	Diastolic BP	Heart Rate	SpO2	Resp. Rate	Anomaly Type
2024-12-27 12 :01 :35.702104	122.86	76.46	77.45	97.18	15.96	normal
2024-12-27 12 :01 :36.213229	119.16	83.21	75.34	97.52	16.75	normal
2024-12-27 12 :01 :36.718694	116.57	83.63	75.36	98.26	14.08	normal
2024-12-27 12 :01 :37.226898	120.30	82.62	78.83	97.22	15.40	normal
2024-12-27 12 :01 :37.732541	116.82	80.62	72.77	97.91	15.87	normal
2024-12-27 12 :01 :40.833008	128.96	78.60	74.30	100.00	15.08	septic_shock
2024-12-27 12 :01 :40.936811	114.03	71.73	72.27	98.33	18.87	septic_shock
2024-12-27 12 :01 :41.044036	122.64	92.97	62.50	94.72	16.76	septic_shock
2024-12-27 12 :01 :41.147348	136.96	71.08	83.57	92.89	17.06	septic_shock
2024-12-27 12 :01 :41.250238	109.95	87.01	60.94	94.85	9.98	septic_shock

Les colonnes du tableau représentent :

- **Timestamp** : L'heure et la date de la mesure.
- **Systolic BP** : La pression artérielle systolique en mmHg.
- **Diastolic BP** : La pression artérielle diastolique en mmHg.
- **Heart Rate** : La fréquence cardiaque en battements par minute (bpm).
- **SpO2** : La saturation pulsée en oxygène en pourcentage (%).
- **Resp. Rate** : La fréquence respiratoire en cycles par minute.
- **Anomaly Type** : Le type d'anomalie détectée ("normal" si aucune anomalie n'est présente).




FIGURE 2.1 – Data generation process

### 2.1.5 Interface Graphique

Le programme `HealthDataGenerator` est accompagné d'une interface graphique qui permet de visualiser en temps réel les données générées et de configurer les paramètres de simulation. L'interface affiche les graphiques de la pression artérielle (systolique et diastolique), de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et de la fréquence respiratoire. Elle permet également de modifier l'intervalle de génération des données, la taille de la fenêtre d'observation et la probabilité d'occurrence des anomalies.

### 2.1.6 Conclusion

Le programme `HealthDataGenerator` permet de générer des données de signes vitaux réalistes en simulant le comportement du corps humain dans des conditions normales et pathologiques. L'utilisation de paramètres physiologiques configurables, de scénarios d'anomalies pré-définis et de contraintes physiologiques assure la cohérence et la pertinence des données générées. Ces données peuvent être utilisées pour l'entraînement et la validation de modèles d'apprentissage automatique pour la détection d'anomalies dans les données de santé.



# Chapitre 3

## Fonctionnement du Code

Le code simule la génération de données de signes vitaux (pression artérielle, fréquence cardiaque, SpO2, fréquence respiratoire) en incluant des variations normales et des anomalies (arrêt cardiaque, crise hypertensive, choc septique).

### Deux classes principales :

- **HealthDataGenerator** :
  - Gère la génération de données.
  - Configure les paramètres (fréquence de génération, probabilité d'anomalie, etc.).
  - Définit les valeurs normales et les caractéristiques des anomalies pour les signes vitaux.
  - Applique des contraintes physiologiques pour plus de réalisme (par exemple, une SpO2 basse augmente la fréquence cardiaque).
  - Enregistre les données générées dans un fichier CSV.
- **HealthMonitorDashboard** :
  - Crée une interface utilisateur graphique (GUI).
  - Permet de visualiser les données en temps réel sous forme de graphiques.
  - Offre des commandes pour modifier les paramètres de simulation.
  - Affiche l'état actuel (normal ou type d'anomalie) et les valeurs des signes vitaux.

### Flux de travail :

1. Initialisation : configuration des paramètres et démarrage de la génération de données.
2. Boucle de génération :
  - Génération de valeurs normales ou simulation d'anomalies.
  - Application de contraintes physiologiques.
  - Enregistrement des données.
3. Boucle d'interface utilisateur :
  - Mise à jour des graphiques et des informations affichées.
  - Prise en compte des modifications de paramètres par l'utilisateur.
4. Terminaison : arrêt de la génération de données et fermeture de l'interface utilisateur.




FIGURE 3.1 – Data generation process

En résumé, le code crée un simulateur de signes vitaux configurable avec une interface graphique pour la visualisation et le contrôle, utile pour générer des données pour, par exemple, l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique.

# Chapitre 4

## Entraînement, Architecture et Configuration du Modèle

### 4.1 Structure du Réseau

Le modèle implémenté utilise une architecture BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) avec la configuration suivante :

- Couche BiLSTM initiale : 128 unités avec retour de séquences

- Couche Dropout (0.2)

- Seconde couche BiLSTM : 64 unités

- Couche Dropout (0.2)

- Couche Dense : 64 unités avec activation ReLU

- Couche Dropout (0.2)

- Couche de sortie : Dense avec activation softmax

### 4.2 Paramètres d'Entraînement

- Optimiseur : Adam (taux d'apprentissage = 0.001)

- Fonction de perte : Entropie croisée catégorielle éparse

- Taille de lot (batch size) : 32

- Époques maximales : 30

- Validation split : 0.2

- Early Stopping : patience de 5 époques

### 4.3 Convergence du Modèle

L'entraînement s'est terminé après 15 époques sur les 30 prévues, déclenché par le mécanisme d'Early Stopping. Cette interruption précoce indique une convergence optimale du modèle, évitant ainsi le surapprentissage.




FIGURE 4.1 – Data generation process

### 4.4 Métriques de Performance Finales

- Précision d’entraînement : 98.8%
- Précision de validation : 98.2%
- Perte d’entraînement finale : ~0.035
- Perte de validation finale : ~0.06

### 4.5 Courbe de Précision

- Phase initiale : Augmentation rapide jusqu’à ~97.5% dans les 2 premières époques
- Phase intermédiaire : Progression graduelle de 97.5% à 98.5%
- Phase finale : Stabilisation autour de 98.8% pour l’entraînement
- Écart train/validation : ~0.6%, indiquant un bon équilibre




FIGURE 4.2 – Data generation process

## 4.6 Courbe de Perte

Diminution initiale rapide : De  $\sim 0.13$  à  $\sim 0.07$  dans la première époque

Réduction progressive : Atteignant  $\sim 0.035$  pour l'entraînement

Stabilisation : Convergence après l'époque 10

Comportement de la validation : Suit la tendance de l'entraînement avec un écart acceptable




FIGURE 4.3 – Data generation process

## 4.7 Évaluation des Performances : Analyse ROC

Performances exceptionnelles avec  $AUC = 1.00$  pour toutes les classes : Arrêt cardiaque / Crise hypertensive / État normal / Choc septique




FIGURE 4.4 – Data generation process

## 4.8 Analyse de la Matrice de Confusion : Performance par Classe




FIGURE 4.5 – Data generation process

TABLE 4.1 – Performance par Classe

<b>État Normal</b> Prédictions correctes : 10,426 Faux positifs : 25 Faux négatifs : 121 Précision : 99.76%	<b>Arrêt Cardiaque</b> Prédictions correctes : 5,073 Faux positifs : 99 Faux négatifs : 97 Précision : 98.12%
<b>Crise Hypertensive</b> Prédictions correctes : 7,088 Faux positifs : 169 Faux négatifs : 130 Précision : 97.89%	<b>Choc Septique</b> Prédictions correctes : 8,345 Faux positifs : 190 Faux négatifs : 135 Précision : 97.82%

## 4.9 Points Forts et Limitations

### Points Forts

- Excellente généralisation avec un écart minimal entre les performances d’entraînement et de validation
- ROC parfait indiquant une séparation optimale des classes
- Convergence rapide et stable
- Taux de faux positifs très bas pour toutes les classes

## Limitations

- Légère tendance à la surconfiance dans les prédictions
- Petit déséquilibre dans la performance entre les classes
- Potentiel de surapprentissage nécessitant l'arrêt précoce

## 4.10 Conclusions

Le modèle démontre une performance exceptionnelle avec une précision globale supérieure à 98% et une capacité remarquable à distinguer les différentes conditions cardiaques. L'arrêt précoce à l'époque 15 confirme une convergence efficace et évite le surapprentissage.

## 4.11 Métriques Détaillées

### Métriques Globales

- Accuracy : 98.34%
- Macro F1-Score : 0.979
- Micro F1-Score : 0.983
- Kappa Score : 0.977

### Temps et Ressources

- Temps d'entraînement total : 15 époques
- Temps moyen par époque : ~45 secondes
- Utilisation maximale de la mémoire : ~4.2 GB
- Utilisation GPU : Optimisée avec croissance de mémoire contrôlée

# Chapitre 5

## Tests et Évaluation du Model in Real Time

Afin de rigoureusement tester la réactivité et la précision du modèle d'apprentissage automatique dans des conditions de données limitées, la taille de la fenêtre d'observation a été réduite à seulement 10 points de données consécutifs. Ce choix a été fait pour simuler des scénarios où seules les informations les plus récentes sont disponibles, forçant le modèle à prendre des décisions basées sur un historique extrêmement court.

### 5.1 Justification de la Limitation à 10 Points

- **Évaluation de la Réactivité** : Un historique de 10 points permet d'évaluer la capacité du modèle à détecter rapidement des changements de tendance, reflétant des situations critiques nécessitant une intervention immédiate.
- **Test de Robustesse** : Limiter les données d'entrée pousse le modèle dans ses retranchements, testant sa robustesse face à un flux d'informations minimaliste.
- **Simulation de Scénarios Réalistes** : Dans certains contextes médicaux, l'accès à un historique complet des données peut être impossible, et il est crucial que le modèle puisse fonctionner efficacement avec des informations limitées.




FIGURE 5.1 – Data generation process



## 5.2 Résultats des Tests avec Fenêtre Limitée

Malgré cette contrainte sévère, le modèle a démontré une performance remarquable, atteignant une précision moyenne de 93% dans la détection des anomalies. Ce résultat est particulièrement encourageant car il suggère que le modèle est capable de généraliser efficacement à partir d'un nombre très limité d'observations.




FIGURE 5.2 – Data generation process

## 5.3 Analyse des Performances

- **Adaptabilité** : Le modèle s'adapte rapidement aux changements de conditions, même avec seulement 10 points de données.
- **Sensibilité aux Anomalies** : La limitation des données n'a pas significativement affecté la capacité du modèle à identifier les anomalies, démontrant une bonne sensibilité.

# Chapitre 6

## Code source

— Code 1 : Generation des Donnee

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import time
4 import datetime
5 import random
6 import os
7 import tkinter as tk
8 from tkinter import ttk
9 import uuid
10 from matplotlib.figure import Figure
11 from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
12 from matplotlib.animation import FuncAnimation
13 import threading
14 import warnings
15 warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning)
16 class HealthDataGenerator:
17     def __init__(self):
18         # Configurable parameters for data generation
19         self.config = {'data_generation_interval': 0.5, 'window_size': 100, '
anomaly_probability': 0.03}
20         # Baseline parameters for vital signs
21         self.base_params = {'blood_pressure': {'systolic': {'mean': 120, '
std': 5, 'min': 70, 'max': 180}, 'diastolic': {'mean': 80, 'std': 3, 'min
': 40, 'max': 120}}, 'heart_rate': {'mean': 75, 'std': 3, 'min': 40, 'max
': 150}, 'respiratory_sinus_arrhythmia': 0.1}, 'spo2': {'mean': 98, 'std':
0.5, 'min': 80, 'max': 100}, 'respiratory_rate': {'mean': 16, 'std': 1, '
min': 8, 'max': 30}}
22         # Anomaly definitions
23         self.anomaly_types = {'cardiac_arrest': {'blood_pressure': {'
systolic_shift': -40, 'diastolic_shift': -30, 'std': 15}, 'heart_rate': {'
'shift': -30, 'std': 20}, 'spo2': {'shift': -15, 'std': 5}, '
respiratory_rate': {'shift': 8, 'std': 3}, 'duration': 15, 'onset_speed':
'rapid'}, 'hypertensive_crisis': {'blood_pressure': {'systolic_shift':
60, 'diastolic_shift': 40, 'std': 10}, 'heart_rate': {'shift': 30, 'std':
15}, 'spo2': {'shift': -5, 'std': 2}, 'respiratory_rate': {'shift': 6, '
std': 2}, 'duration': 20, 'onset_speed': 'gradual'}, 'septic_shock': {'
blood_pressure': {'systolic_shift': -30, 'diastolic_shift': -20, 'std':
10}, 'heart_rate': {'shift': 40, 'std': 10}, 'spo2': {'shift': -10, 'std':
3}, 'respiratory_rate': {'shift': 10, 'std': 3}, 'duration': 25, '
onset_speed': 'gradual'}}
24         self.data = []
25         self.current_anomaly = None
26         self.anomaly_start_time = None
```

```

27         self.last_update = time.time()
28         self.output_dir = "health_monitoring_data"
29         os.makedirs(self.output_dir, exist_ok=True)
30         self.output_file = os.path.join(self.output_dir, f"health_data_{
uuid.uuid4()}.csv")
31         self.initialize_csv()
32         def initialize_csv(self):
33             # Initialize the CSV file with headers
34             headers = ["timestamp", "systolic_bp", "diastolic_bp", "heart_rate"
, "spo2", "respiratory_rate", "anomaly_type"]
35             with open(self.output_file, 'w') as f:
36                 f.write(','.join(headers) + '\n')
37         def apply_physiological_constraints(self, readings):
38             # Apply physiological relationships between vital signs
39             if readings['heart_rate'] > self.base_params['heart_rate']['mean']:
40                 factor = (readings['heart_rate'] - self.base_params['heart_rate
']['mean']) / 50
41                 readings['blood_pressure']['systolic'] *= (1 + 0.1 * factor)
42                 readings['blood_pressure']['diastolic'] *= (1 + 0.05 * factor)
43             if readings['spo2'] < 90:
44                 readings['heart_rate'] *= (1 + (90 - readings['spo2']) / 100)
45             return readings
46         def generate_reading(self):
47             # Generate a single reading of vital signs
48             current_time = time.time()
49             if current_time - self.last_update < self.config['
data_generation_interval']:
50                 return None
51             self.last_update = current_time
52             timestamp = datetime.datetime.now()
53             readings = {'blood_pressure': {'systolic': 0, 'diastolic': 0}, '
heart_rate': 0, 'spo2': 0, 'respiratory_rate': 0}
54             if self.current_anomaly is None and random.random() < self.config['
anomaly_probability']:
55                 self.current_anomaly = random.choice(list(self.anomaly_types.
keys()))
56                 self.anomaly_start_time = current_time
57                 if self.current_anomaly:
58                     anomaly = self.anomaly_types[self.current_anomaly]
59                     progress = (current_time - self.anomaly_start_time) / anomaly['
duration']
60                     for vital in readings.keys():
61                         if vital == 'blood_pressure':
62                             sys_shift = anomaly['blood_pressure']['systolic_shift']
63                             dia_shift = anomaly['blood_pressure']['diastolic_shift'
]
64                             std = anomaly['blood_pressure']['std']
65                             readings[vital]['systolic'] = np.random.normal(self.
base_params[vital]['systolic']['mean'] + sys_shift * progress, std)
66                             readings[vital]['diastolic'] = np.random.normal(self.
base_params[vital]['diastolic']['mean'] + dia_shift * progress, std)
67                         else:
68                             shift = anomaly[vital]['shift'] if vital in anomaly
else 0
69                             std = anomaly[vital]['std'] if vital in anomaly else
self.base_params[vital]['std']
70                             readings[vital] = np.random.normal(self.base_params[
vital]['mean'] + shift * progress, std)
71                             if current_time - self.anomaly_start_time > anomaly['duration'
]:

```

```

72         self.current_anomaly = None
73         self.anomaly_start_time = None
74     else:
75         for vital in readings.keys():
76             if vital == 'blood_pressure':
77                 readings[vital]['systolic'] = np.random.normal(self.
base_params[vital]['systolic']['mean'],self.base_params[vital]['systolic
']['std'])
78                 readings[vital]['diastolic'] = np.random.normal(self.
base_params[vital]['diastolic']['mean'],self.base_params[vital]['
diastolic']['std'])
79             else:
80                 readings[vital] = np.random.normal(self.base_params[
vital]['mean'],self.base_params[vital]['std'])
81             readings = self.apply_physiological_constraints(readings)
82             readings['blood_pressure']['systolic'] = np.clip(readings['
blood_pressure']['systolic'],self.base_params['blood_pressure']['
systolic']['min'],self.base_params['blood_pressure']['systolic']['max'])
83             readings['blood_pressure']['diastolic'] = np.clip(readings['
blood_pressure']['diastolic'],self.base_params['blood_pressure']['
diastolic']['min'],self.base_params['blood_pressure']['diastolic']['max
'])
84             for vital in ['heart_rate', 'spo2', 'respiratory_rate']:
85                 readings[vital] = np.clip(readings[vital],self.base_params[
vital]['min'],self.base_params[vital]['max'])
86             data_point = {'timestamp': timestamp,'systolic_bp': readings['
blood_pressure']['systolic'],'diastolic_bp': readings['blood_pressure']['
diastolic'],'heart_rate': readings['heart_rate'],'spo2': readings['spo2
'],'respiratory_rate': readings['respiratory_rate'],'anomaly_type': self
.current_anomaly if self.current_anomaly else "normal"}
87             self.data.append(data_point)
88             if len(self.data) > self.config['window_size']:
89                 self.data.pop(0)
90             self.save_to_csv(data_point)
91             return data_point
92     def save_to_csv(self, data_point):
93         # Save the generated data point to a CSV file
94         with open(self.output_file, 'a') as f:
95             f.write(f"{data_point['timestamp']},{data_point['systolic_bp
']:.2f},{data_point['diastolic_bp']:.2f},{data_point['heart_rate']:.2f
},{data_point['spo2']:.2f},{data_point['respiratory_rate']:.2f},{
data_point['anomaly_type']}\n")
96 class HealthMonitorDashboard:
97     def __init__(self):
98         # Initialize the main application window
99         self.root = tk.Tk()
100         self.root.title("Health Monitoring Dashboard")
101         self.root.state('zoomed')
102         self.root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.on_closing)
103         self.generator = HealthDataGenerator()
104         self.setup_ui()
105         self.running = True
106         self.data_thread = threading.Thread(target=self.update_data, daemon
=True)
107         self.data_thread.start()
108     def setup_ui(self):
109         # Set up the user interface
110         control_frame = ttk.Frame(self.root, padding="5")
111         graph_frame = ttk.Frame(self.root, padding="5")
112         self.setup_graphs(graph_frame)

```

```

113         self.setup_controls(control_frame)
114         control_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.Y, padx=5, pady=5)
115         graph_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, expand=True)
116     def setup_controls(self, parent):
117         # Create and set up control widgets
118         ttk.Label(parent, text="Control Panel", font=('Helvetica', 14, '
bold')).pack(pady=10)
119         ttk.Label(parent, text="Data Generation Interval (seconds)").pack(
pady=5)
120         speed_scale = ttk.Scale(parent, from_=0.1, to=2.0, command=lambda v:
self.update_config('data_generation_interval', float(v)))
121         speed_scale.set(self.generator.config['data_generation_interval'])
122         speed_scale.pack(fill=tk.X, padx=5)
123         ttk.Label(parent, text="Window Size (samples)").pack(pady=5)
124         window_scale = ttk.Scale(parent, from_=50, to=500, command=lambda v:
self.update_config('window_size', int(float(v))))
125         window_scale.set(self.generator.config['window_size'])
126         window_scale.pack(fill=tk.X, padx=5)
127         ttk.Label(parent, text="Anomaly Probability").pack(pady=5)
128         prob_scale = ttk.Scale(parent, from_=0, to=0.2, command=lambda v:
self.update_config('anomaly_probability', float(v)))
129         prob_scale.set(self.generator.config['anomaly_probability'])
130         prob_scale.pack(fill=tk.X, padx=5)
131         status_frame = ttk.LabelFrame(parent, text="Current Status",
padding="5")
132         status_frame.pack(fill=tk.X, padx=5, pady=10)
133         self.status_labels = {'anomaly': ttk.Label(status_frame, text="
Status: Normal"), 'bp': ttk.Label(status_frame, text="BP: --/-- mmHg"), '
hr': ttk.Label(status_frame, text="HR: -- bpm"), 'spo2': ttk.Label(
status_frame, text="SpO2: --%"), 'rr': ttk.Label(status_frame, text="RR:
-- /min")}
134         for label in self.status_labels.values():
135             label.pack(pady=2)
136     def setup_graphs(self, parent):
137         # Set up the graphs for displaying vital signs
138         self.fig = Figure(figsize=(12, 8), facecolor='white')
139         self.fig.subplots_adjust(hspace=0.3)
140         self.axes = {'bp': self.fig.add_subplot(411), 'hr': self.fig.
add_subplot(412), 'spo2': self.fig.add_subplot(413), 'rr': self.fig.
add_subplot(414)}
141         for ax in self.axes.values():
142             ax.set_facecolor('white')
143             ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
144             ax.tick_params(labelcolor='black')
145         self.axes['bp'].set_ylabel('Blood Pressure\n(mmHg)', color='black')
146         self.axes['hr'].set_ylabel('Heart Rate\n(bpm)', color='black')
147         self.axes['spo2'].set_ylabel('SpO2\n(%)', color='black')
148         self.axes['rr'].set_ylabel('Respiratory Rate\n(/min)', color='black
')
149         self.lines = {'systolic': self.axes['bp'].plot([], [], 'r-', label=
'Systolic')[0], 'diastolic': self.axes['bp'].plot([], [], 'b-', label=
'Diastolic')[0], 'hr': self.axes['hr'].plot([], [], 'g-', label='Heart
Rate')[0], 'spo2': self.axes['spo2'].plot([], [], 'm-', label='SpO2')[0],
'rr': self.axes['rr'].plot([], [], 'c-', label='Respiratory Rate')[0]}
150         for ax in self.axes.values():
151             ax.legend(loc='upper right', facecolor='white', edgecolor='
black')
152         self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig, master=parent)
153         self.canvas.draw()
154         self.canvas.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

```

```

155         self.ani = FuncAnimation(self.fig,self.update_plots, interval=50,
156         blit=True,save_count=100)
157     def update_config(self, param, value):
158         # Update configuration parameters
159         self.generator.config[param] = value
160         if param == 'window_size':
161             for ax in self.axes.values():
162                 ax.set_xlim(0, value)
163                 self.canvas.draw()
164     def update_plots(self, frame):
165         # Update plots with new data
166         data = self.generator.data
167         if not data:
168             return self.lines.values()
169         x = range(len(data))
170         systolic_data = [d['systolic_bp'] for d in data]
171         diastolic_data = [d['diastolic_bp'] for d in data]
172         self.lines['systolic'].set_data(x, systolic_data)
173         self.lines['diastolic'].set_data(x, diastolic_data)
174         self.lines['hr'].set_data(x, [d['heart_rate'] for d in data])
175         self.lines['spo2'].set_data(x, [d['spo2'] for d in data])
176         self.lines['rr'].set_data(x, [d['respiratory_rate'] for d in data])
177         if data:
178             self.axes['bp'].set_ylim(min(min(diastolic_data) - 10, 40),max(
179             max(systolic_data) + 10, 200))
180             self.axes['hr'].set_ylim(min(min(d['heart_rate'] for d in data)
181             - 5, 40),max(max(d['heart_rate'] for d in data) + 5, 150))
182             self.axes['spo2'].set_ylim(min(min(d['spo2'] for d in data) -
183             2, 80),max(max(d['spo2'] for d in data) + 2, 100))
184             self.axes['rr'].set_ylim(min(min(d['respiratory_rate'] for d in
185             data) - 2, 8),max(max(d['respiratory_rate'] for d in data) + 2, 30))
186         return self.lines.values()
187     def update_status_labels(self, data_point):
188         # Update status labels with current data
189         if data_point['anomaly_type'] == "normal":
190             self.status_labels['anomaly'].config(text="Status: Normal",
191             foreground="green")
192         else:
193             self.status_labels['anomaly'].config(text=f"Status: {
194             data_point['anomaly_type'].replace('_', ' ').title()}",foreground="red")
195             self.status_labels['bp'].config(text=f"BP: {data_point['systolic_bp']:.0f}/{data_point['diastolic_bp']:.0f} mmHg")
196             self.status_labels['hr'].config(text=f"HR: {data_point['heart_rate']:.0f} bpm")
197             self.status_labels['spo2'].config(text=f"SpO2: {data_point['spo2']:.0f}%")
198             self.status_labels['rr'].config(text=f"RR: {data_point['respiratory_rate']:.0f} /min")
199     def update_data(self):
200         # Continuously update data in a separate thread
201         while self.running:
202             data_point = self.generator.generate_reading()
203             if data_point:
204                 self.root.after(0, self.update_status_labels, data_point)
205                 time.sleep(0.05)
206     def on_closing(self):
207         # Handle the closing of the application window
208         self.running = False
209         self.root.quit()
210         self.root.destroy()

```

```

204     def run(self):
205         # Run the main application loop
206         try:
207             self.root.mainloop()
208         finally:
209             self.running = False
210     def main():
211         # Entry point for the application
212         dashboard = HealthMonitorDashboard()
213         dashboard.run()
214     if __name__ == "__main__":
215         main()

```

Listing 6.1 – DataGenerator.py

— **Code 2** : Adjust Data TimeStamp for more accurate results

```

1  #Import necessary libraries
2  import tkinter as tk
3  from tkinter import filedialog
4  import csv
5  import uuid
6  from datetime import datetime, timedelta
7  #Define function to adjust timestamps
8  def adjust_timestamps():
9      """Reads the chosen CSV file, modifies timestamps based on the user-
10     supplied start time, and
11     saves a new CSV on the Desktop with a random filename."""
12     #Get user input for new starting timestamp
13     new_start_str = entry_timestamp.get().strip()
14     if not new_start_str:
15         status_label.config(text="Please enter a valid start timestamp.")
16         return
17     #Attempt parsing the user-supplied date/time
18     try:
19         new_start_dt = datetime.strptime(new_start_str, "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")
20     except ValueError:
21         #If the user forgot fractional seconds, try again without them
22         try:
23             new_start_dt = datetime.strptime(new_start_str, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
24         except ValueError:
25             status_label.config(text="Invalid date/time format. Try:
26             2025-01-21 07:16:05.932804")
27             return
28     if not csv_file_path.get():
29         status_label.config(text="Please select a CSV file first.")
30         return
31     file_path = csv_file_path.get()
32     #Read the CSV data
33     with open(file_path, "r", newline="", encoding="utf-8") as f:
34         reader = csv.reader(f)
35         rows = list(reader)
36     if len(rows) < 2:
37         status_label.config(text="CSV file contains no data rows.")
38         return
39     #Header row should be the first row
40     header = rows[0]
41     #Data rows

```



```

40 data_rows = rows[1:]
41 #Identify which column is the timestamp (assumes the column is named '
timestamp')
42 try:
43     timestamp_index = header.index("timestamp")
44 except ValueError:
45     status_label.config(text="No 'timestamp' column found in the CSV
header.")
46     return
47 #Parse original timestamps and compute intervals
48 original_datetimes = []
49 for row in data_rows:
50     ts_str = row[timestamp_index]
51     try:
52         dt = datetime.strptime(ts_str, "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")
53     except ValueError:
54         #If missing fractional seconds, parse again
55         dt = datetime.strptime(ts_str, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
56     original_datetimes.append(dt)
57 #Build a list of intervals between consecutive rows
58 intervals = []
59 for i in range(1, len(original_datetimes)):
60     intervals.append(original_datetimes[i] - original_datetimes[i - 1])
61 #Create a new list to store updated timestamps
62 new_datetimes = []
63 #The first row takes the user-specified new start time
64 if original_datetimes:
65     new_datetimes.append(new_start_dt)
66 for i in range(1, len(original_datetimes)):
67     new_time = new_datetimes[i - 1] + intervals[i - 1]
68     new_datetimes.append(new_time)
69 #Apply these new timestamps to the data rows
70 for i, row in enumerate(data_rows):
71     #Convert the updated datetime to string
72     #Keep the same microsecond precision
73     if i < len(new_datetimes):
74         row[timestamp_index] = new_datetimes[i].strftime("%Y-%m-%d %H:%
M:%S.%f")
75     else:
76         pass
77 #Generate random filename
78 random_filename = f"{uuid.uuid4()}.csv"
79 save_path = r"C:\Users\Mohamed\Desktop"
80 output_csv = f"{save_path}\\{random_filename}"
81 #Write the new CSV to Desktop
82 with open(output_csv, "w", newline="", encoding="utf-8") as out_f:
83     writer = csv.writer(out_f)
84     #Write header
85     writer.writerow(header)
86     #Write modified data rows
87     writer.writerows(data_rows)
88     status_label.config(text=f"New CSV saved as: {output_csv}")
89 #Define function to browse for a file
90 def browse_file():
91     """Open a file dialog for selecting the CSV file."""
92     file_path = filedialog.askopenfilename(
93         title="Select CSV File",
94         filetypes=(("CSV files", ".csv"), ("All files", "*.*"))
95     )
96     if file_path:

```



```

97     csv_file_path.set(file_path)
98     status_label.config(text=f"Selected file: {file_path}")
99 #GUI Setup
100 root = tk.Tk()
101 root.title("Timestamp Adjuster")
102 #Frame for file selection
103 frame_file = tk.Frame(root)
104 frame_file.pack(padx=10, pady=5, fill='x')
105 btn_browse = tk.Button(frame_file, text="Browse CSV", command=browse_file)
106 btn_browse.pack(side=tk.LEFT)
107 csv_file_path = tk.StringVar()
108 entry_file = tk.Entry(frame_file, textvariable=csv_file_path, width=60,
109                        state='readonly')
109 entry_file.pack(side=tk.LEFT, padx=5)
110 #Frame for timestamp entry
111 frame_ts = tk.Frame(root)
112 frame_ts.pack(padx=10, pady=5, fill='x')
113 lbl_timestamp = tk.Label(frame_ts, text="New Start Timestamp:")
114 lbl_timestamp.pack(side=tk.LEFT)
115 entry_timestamp = tk.Entry(frame_ts, width=30)
116 entry_timestamp.insert(0, "2025-01-21 07:16:05.932804")
117 entry_timestamp.pack(side=tk.LEFT, padx=5)
118 #Button to start processing
119 btn_start = tk.Button(root, text="Adjust Timestamps", command=
120                        adjust_timestamps)
120 btn_start.pack(pady=10)
121 #Status label
122 status_label = tk.Label(root, text="", fg="blue")
123 status_label.pack(pady=5)
124 root.mainloop()

```

Listing 6.2 – AdjustTimeStamp.py

## — Code 3 : Model Training

```

1  import os
2  import numpy as np
3  import pandas as pd
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  import seaborn as sns
6
7  from sklearn.model_selection import train_test_split
8  from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
9  from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report,
10     roc_curve, auc
11 from tensorflow.keras.models import Sequential
12 from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense, Dropout, Bidirectional
13 from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping
14 from tensorflow.keras.utils import to_categorical
15 import tensorflow as tf
16 import joblib
17
18 # Enable GPU memory growth to prevent TF from taking all GPU memory
19 physical_devices = tf.config.list_physical_devices('GPU')
20 if physical_devices:
21     tf.config.experimental.set_memory_growth(physical_devices[0], True)
22
23 def load_and_preprocess_data(file_path, seq_length=10, overlap=0.0):
24     """
25     1) Loads CSV data from 'file_path'.

```

```

25     2) Parses timestamps with infer_datetime_format=True (handles both
26         fractional and non-fractional seconds).
27     3) Sorts by timestamp.
28     4) Scales numeric features.
29     5) Encodes anomaly labels (normal, septic_shock, etc.) -> integers.
30     6) Converts to overlapping sequences of length seq_length.
31     """
32
33     print(f"Loading data from: {file_path}")
34     if not os.path.exists(file_path):
35         raise FileNotFoundError(f"Could not find file: {file_path}")
36
37     # 1) Read data
38     df = pd.read_csv(file_path)
39
40     # Ensure the expected columns exist
41     required_cols = [
42         'timestamp',
43         'systolic_bp',
44         'diastolic_bp',
45         'heart_rate',
46         'spo2',
47         'respiratory_rate',
48         'anomaly_type'
49     ]
50     for col in required_cols:
51         if col not in df.columns:
52             raise ValueError(f"Missing required column: {col}")
53
54     # 2) Parse timestamps (some have fractional seconds, some don't)
55     df['timestamp'] = pd.to_datetime(
56         df['timestamp'],
57         infer_datetime_format=True, # Let pandas guess the correct format
58         errors='coerce'             # Non-parsable => NaT
59     )
60     # Drop rows that failed to parse or have NaT
61     df.dropna(subset=['timestamp'], inplace=True)
62
63     # Sort by timestamp in ascending order
64     df.sort_values('timestamp', inplace=True)
65     df.reset_index(drop=True, inplace=True)
66
67     print(f"Dataframe shape after timestamp parse: {df.shape}")
68
69     # 3) Basic features + optional derived features
70     feature_cols = [
71         'systolic_bp',
72         'diastolic_bp',
73         'heart_rate',
74         'spo2',
75         'respiratory_rate'
76     ]
77     # Example derived features
78     df['pulse_pressure'] = df['systolic_bp'] - df['diastolic_bp']
79     df['shock_index'] = df['heart_rate'] / (df['systolic_bp'] + 1e-6)
80
81     # Extend the feature list
82     derived_cols = ['pulse_pressure', 'shock_index']
83     all_features = feature_cols + derived_cols
84

```

```

85 # Drop any rows with NaN in these columns
86 df.dropna(subset=all_features, inplace=True)
87
88 # 4) Scale features
89 scaler = StandardScaler()
90 scaled_array = scaler.fit_transform(df[all_features])
91 scaled_df = pd.DataFrame(scaled_array, columns=all_features)
92
93 # 5) Label Encode anomaly_type
94 label_encoder = LabelEncoder()
95 df['anomaly_type'].fillna('normal', inplace=True)
96 labels = label_encoder.fit_transform(df['anomaly_type'])
97
98 # 6) Convert to overlapping sequences
99 step = int(seq_length * (1 - overlap))
100 step = max(step, 1) # ensure we don't get stuck with 0
101
102 X, y = [], []
103 for start_idx in range(0, len(scaled_df) - seq_length + 1, step):
104     end_idx = start_idx + seq_length
105     seq_x = scaled_df.iloc[start_idx:end_idx].values
106     seq_y = labels[end_idx - 1] # label from the last row
107     X.append(seq_x)
108     y.append(seq_y)
109
110 X = np.array(X)
111 y = np.array(y)
112 print(f"Number of sequences created: {len(X)}")
113 print(f"Shape of X: {X.shape}")
114 print(f"Shape of y: {y.shape}")
115
116 return X, y, label_encoder, scaler, all_features
117
118 def build_model(seq_length, num_features, num_classes):
119     """
120     LSTM or BiLSTM classification model for anomaly detection.
121     """
122     model = Sequential([
123         Bidirectional(LSTM(128, return_sequences=True),
124                       input_shape=(seq_length, num_features)),
125         Dropout(0.2),
126         Bidirectional(LSTM(64, return_sequences=False)),
127         Dropout(0.2),
128         Dense(64, activation='relu'),
129         Dropout(0.2),
130         Dense(num_classes, activation='softmax')
131     ])
132
133     model.compile(
134         optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.001),
135         loss='sparse_categorical_crossentropy',
136         metrics=['accuracy']
137     )
138     return model
139
140 def plot_training_curves(history):
141     """
142     Show training vs validation accuracy and loss.
143     """
144     plt.figure(figsize=(12, 5))

```

```

145
146 # Accuracy
147 plt.subplot(1, 2, 1)
148 plt.plot(history.history['accuracy'], label='Train Acc')
149 plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Val Acc')
150 plt.xlabel('Epoch')
151 plt.ylabel('Accuracy')
152 plt.title('Accuracy vs. Epoch')
153 plt.grid(True)
154 plt.legend()
155
156 # Loss
157 plt.subplot(1, 2, 2)
158 plt.plot(history.history['loss'], label='Train Loss')
159 plt.plot(history.history['val_loss'], label='Val Loss')
160 plt.xlabel('Epoch')
161 plt.ylabel('Loss')
162 plt.title('Loss vs. Epoch')
163 plt.grid(True)
164 plt.legend()
165
166 plt.tight_layout()
167 plt.show()
168
169 def plot_confusion_matrix(y_true, y_pred, label_encoder):
170     """
171     Plot confusion matrix with class labels.
172     """
173     cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
174     plt.figure(figsize=(8, 6))
175     sns.heatmap(
176         cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
177         xticklabels=label_encoder.classes_,
178         yticklabels=label_encoder.classes_
179     )
180     plt.title("Confusion Matrix")
181     plt.xlabel("Predicted")
182     plt.ylabel("True")
183     plt.show()
184
185 def plot_roc_curves(y_true, y_pred_proba, label_encoder):
186     """
187     Plot multi-class ROC curves for each label.
188     """
189     n_classes = len(label_encoder.classes_)
190     y_true_bin = to_categorical(y_true, n_classes)
191
192     plt.figure(figsize=(8, 6))
193     for i in range(n_classes):
194         fpr, tpr, _ = roc_curve(y_true_bin[:, i], y_pred_proba[:, i])
195         score = auc(fpr, tpr)
196         plt.plot(fpr, tpr, label=f"{label_encoder.classes_[i]} (AUC={score :.2f})")
197
198     plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--')
199     plt.xlabel("False Positive Rate")
200     plt.ylabel("True Positive Rate")
201     plt.title("ROC Curves")
202     plt.legend(loc='lower right')
203     plt.grid(True)

```

```

204     plt.show()
205
206 def main():
207     # Model Configuration
208     CSV_FILE_PATH = r"C:\Users\Mohamed\Desktop\proj\health_monitoring_data\
health_data.csv"
209     SEQ_LENGTH = 10           # Sequence length of 10 time steps
210     OVERLAP = 0.0            # Overlap ratio between sequences
211     TEST_SIZE = 0.2          # Train/test split ratio
212     VAL_SPLIT = 0.2          # Validation split ratio
213     EPOCHS = 30              # Maximum number of training epochs
214     BATCH_SIZE = 32          # Training batch size
215     RANDOM_SEED = 42         # Random seed for reproducibility
216
217     # 1) Load and Preprocess Data
218     X, y, label_encoder, scaler, feature_names = load_and_preprocess_data(
219         file_path=CSV_FILE_PATH,
220         seq_length=SEQ_LENGTH,
221         overlap=OVERLAP
222     )
223
224     # 2) Train/Test Split
225     X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
226         X,
227         y,
228         test_size=TEST_SIZE,
229         shuffle=False, # Keep chronological order
230         random_state=RANDOM_SEED
231     )
232     print(f"Train set shape: {X_train.shape}, Test set shape: {X_test.shape}
")
233
234     # 3) Build Model
235     num_features = X.shape[2]
236     num_classes = len(np.unique(y))
237     model = build_model(SEQ_LENGTH, num_features, num_classes)
238     model.summary()
239
240     # 4) Train Model
241     callbacks = [
242         EarlyStopping(
243             monitor='val_loss',
244             patience=5,
245             restore_best_weights=True
246         )
247     ]
248
249     history = model.fit(
250         X_train, y_train,
251         validation_split=VAL_SPLIT,
252         epochs=EPOCHS,
253         batch_size=BATCH_SIZE,
254         callbacks=callbacks,
255         verbose=1
256     )
257
258     # 5) Evaluate Model
259     test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)
260     print(f"Test Loss: {test_loss:.4f}, Test Accuracy: {test_accuracy:.4f}"
)

```

```

261
262 # 6) Visualize Results
263 # Training curves
264 plot_training_curves(history)
265
266 # Predictions and metrics
267 y_pred = np.argmax(model.predict(X_test), axis=1)
268 y_pred_proba = model.predict(X_test)
269
270 # Confusion matrix
271 plot_confusion_matrix(y_test, y_pred, label_encoder)
272
273 # Classification report
274 print("\nClassification Report:")
275 print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=label_encoder.
classes_))
276
277 # ROC curves
278 plot_roc_curves(y_test, y_pred_proba, label_encoder)
279
280 # 7) Save Model & Preprocessing Objects
281 print("\nSaving model and preprocessing objects...")
282 model.save("health_monitor_model.h5")
283 np.save("label_encoder_classes.npy", label_encoder.classes_)
284 joblib.dump(scaler, "scaler.pkl")
285 print("All done!")
286
287 if __name__ == "__main__":
288     main()

```

Listing 6.3 – modelTraining.py

## — Code 4 : Model Testing

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import time
4 import datetime
5 import random
6 import os
7 import tkinter as tk
8 from tkinter import ttk
9 import uuid
10 from matplotlib.figure import Figure
11 from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
12 from matplotlib.animation import FuncAnimation
13 import threading
14 import warnings
15 import tensorflow as tf
16 from tensorflow.keras.models import load_model
17 import joblib
18 warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning)
19 class HealthPredictorDashboard:
20     def __init__(self):
21         self.root = tk.Tk()
22         self.root.title("Health Monitoring Dashboard with ML Prediction")
23         self.root.state('zoomed')
24         self.model = load_model("C:/Users/Mohamed/Desktop/proj/model/
health_monitor_model.h5")
25         self.label_encoder_classes = np.load(

```

```

26         "C:/Users/Mohamed/Desktop/proj/model/label_encoder_classes.npy"
27     ,
28         allow_pickle=True
29     )
30     self.scaler = joblib.load("C:/Users/Mohamed/Desktop/proj/model/
31 scaler.pkl")
32     self.generator = HealthDataGenerator()
33     self.prediction_buffer = []
34     self.accuracy_history = []
35     self.running = True
36     self.setup_ui()
37     self.data_thread = threading.Thread(target=self.update_data, daemon
38 =True)
39     self.data_thread.start()
40     self.root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.on_closing)
41     def setup_ui(self):
42         control_frame = ttk.Frame(self.root, padding="5")
43         graph_frame = ttk.Frame(self.root, padding="5")
44         prediction_frame = ttk.Frame(self.root, padding="5")
45         self.setup_graphs(graph_frame)
46         self.setup_controls(control_frame)
47         self.setup_prediction_panel(prediction_frame)
48         control_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.Y, padx=5, pady=5)
49         graph_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, expand=True)
50         prediction_frame.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y, padx=5, pady=5)
51     def setup_prediction_panel(self, parent):
52         pred_status = ttk.LabelFrame(parent, text="Prediction Status",
53 padding="10")
54         pred_status.pack(fill=tk.X, padx=5, pady=5)
55         self.true_label = ttk.Label(pred_status, text="True Condition:
56 Normal", font=('Helvetica', 12))
57         self.true_label.pack(pady=5)
58         self.pred_label = ttk.Label(pred_status, text="Predicted: Normal",
59 font=('Helvetica', 12))
60         self.pred_label.pack(pady=5)
61         accuracy_frame = ttk.LabelFrame(parent, text="Model Performance",
62 padding="10")
63         accuracy_frame.pack(fill=tk.X, padx=5, pady=5)
64         self.current_accuracy = ttk.Label(accuracy_frame,
65 text="Current Accuracy: 100%",
66 font=('Helvetica', 12))
67         self.current_accuracy.pack(pady=5)
68         self.acc_fig = Figure(figsize=(6, 4), facecolor='white')
69         self.acc_ax = self.acc_fig.add_subplot(111)
70         self.acc_ax.set_ylim(0, 100)
71         self.acc_ax.set_title("Accuracy Over Time")
72         self.acc_ax.set_ylabel("Accuracy (%)")
73         self.acc_ax.grid(True)
74         self.acc_canvas = FigureCanvasTkAgg(self.acc_fig, master=
75 accuracy_frame)
76         self.acc_canvas.draw()
77         self.acc_canvas.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
78     def setup_controls(self, parent):
79         ttk.Label(parent, text="Control Panel", font=('Helvetica', 14, '
80 bold')).pack(pady=10)
81         ttk.Label(parent, text="Data Generation Interval (seconds)").pack(
82 pady=5)
83         speed_scale = ttk.Scale(parent, from_=0.1, to=2.0,
84 command=lambda v: self.update_config('
85 data_generation_interval', float(v)))

```

```

75     speed_scale.set(self.generator.config['data_generation_interval'])
76     speed_scale.pack(fill=tk.X, padx=5)
77     ttk.Label(parent, text="Window Size (samples)").pack(pady=5)
78     window_scale = ttk.Scale(parent, from_=50, to=500,
79                             command=lambda v: self.update_config('
window_size', int(float(v))))
80     window_scale.set(self.generator.config['window_size'])
81     window_scale.pack(fill=tk.X, padx=5)
82     ttk.Label(parent, text="Anomaly Probability").pack(pady=5)
83     prob_scale = ttk.Scale(parent, from_=0, to=0.2,
84                             command=lambda v: self.update_config('
anomaly_probability', float(v)))
85     prob_scale.set(self.generator.config['anomaly_probability'])
86     prob_scale.pack(fill=tk.X, padx=5)
87     status_frame = ttk.LabelFrame(parent, text="Current Status",
padding="5")
88     status_frame.pack(fill=tk.X, padx=5, pady=10)
89     self.status_labels = {
90         'anomaly': ttk.Label(status_frame, text="Status: Normal"),
91         'bp': ttk.Label(status_frame, text="BP: --/-- mmHg"),
92         'hr': ttk.Label(status_frame, text="HR: -- bpm"),
93         'spo2': ttk.Label(status_frame, text="SpO2: --%"),
94         'rr': ttk.Label(status_frame, text="RR: -- /min")
95     }
96     for label in self.status_labels.values():
97         label.pack(pady=2)
98     def setup_graphs(self, parent):
99         self.fig = Figure(figsize=(12, 8), facecolor='white')
100        self.fig.subplots_adjust(hspace=0.3)
101        self.axes = {
102            'bp': self.fig.add_subplot(411),
103            'hr': self.fig.add_subplot(412),
104            'spo2': self.fig.add_subplot(413),
105            'rr': self.fig.add_subplot(414)
106        }
107        for ax in self.axes.values():
108            ax.set_facecolor('white')
109            ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
110            ax.tick_params(labelcolor='black')
111        self.axes['bp'].set_ylabel('Blood Pressure\n(mmHg)', color='black')
112        self.axes['hr'].set_ylabel('Heart Rate\n(bpm)', color='black')
113        self.axes['spo2'].set_ylabel('SpO2\n(%)', color='black')
114        self.axes['rr'].set_ylabel('Respiratory Rate\n(/min)', color='black
')
115        self.lines = {
116            'systolic': self.axes['bp'].plot([], [], 'r-', label='Systolic'
)[0],
117            'diastolic': self.axes['bp'].plot([], [], 'b-', label='
Diastolic')[0],
118            'hr': self.axes['hr'].plot([], [], 'g-', label='Heart Rate')
[0],
119            'spo2': self.axes['spo2'].plot([], [], 'm-', label='SpO2')[0],
120            'rr': self.axes['rr'].plot([], [], 'c-', label='Respiratory
Rate')[0]
121        }
122        for ax in self.axes.values():
123            ax.legend(loc='upper right')
124        self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig, master=parent)
125        self.canvas.draw()
126        self.canvas.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

```



```

127         self.ani = FuncAnimation(self.fig, self.update_plots, interval=50,
128         blit=True)
129     def make_prediction(self, data_point):
130         self.prediction_buffer.append([
131             data_point['systolic_bp'],
132             data_point['diastolic_bp'],
133             data_point['heart_rate'],
134             data_point['spo2'],
135             data_point['respiratory_rate'],
136             data_point['systolic_bp'] - data_point['diastolic_bp'],
137             data_point['heart_rate'] / (data_point['systolic_bp'] + 1e-6)
138         ])
139     if len(self.prediction_buffer) > 10:
140         self.prediction_buffer.pop(0)
141     if len(self.prediction_buffer) == 10:
142         scaled_data = self.scaler.transform(self.prediction_buffer)
143         model_input = scaled_data.reshape(1, 10, -1)
144         pred_proba = self.model.predict(model_input, verbose=0)
145         pred_class = np.argmax(pred_proba)
146         predicted_label = self.label_encoder_classes[pred_class]
147         correct = predicted_label == data_point['anomaly_type']
148         self.accuracy_history.append(correct)
149         if len(self.accuracy_history) > 100:
150             self.accuracy_history.pop(0)
151         current_accuracy = (sum(self.accuracy_history) / len(self.
accuracy_history)) * 100
152         self.root.after(0, self.update_prediction_display,
153             data_point['anomaly_type'],
154             predicted_label,
155             current_accuracy)
156     def update_prediction_display(self, true_label, pred_label, accuracy):
157         MAX_DISPLAY_POINTS = 50
158         self.true_label.config(
159             text=f"True Condition: {true_label}",
160             foreground="black"
161         )
162         self.pred_label.config(
163             text=f"Predicted: {pred_label}",
164             foreground="green" if true_label == pred_label else "red"
165         )
166         self.current_accuracy.config(text=f"Current Accuracy: {accuracy:.1f
}%")
167         self.acc_ax.clear()
168         display_history = self.accuracy_history[-MAX_DISPLAY_POINTS:]
169         x_values = range(len(display_history))
170         y_values = [1 if val else 0 for val in display_history]
171         y_values = [y * 100 for y in y_values]
172         self.acc_ax.plot(x_values, y_values, 'b-', linewidth=2)
173         self.acc_ax.set_ylim(-5, 105)
174         self.acc_ax.axhline(y=0, color='red', linestyle='--', alpha=0.2)
175         self.acc_ax.axhline(y=100, color='green', linestyle='--', alpha=0.2)
176         self.acc_ax.set_title("Prediction Accuracy (Real-time)", fontsize
=12)
177         self.acc_ax.set_ylabel("Accuracy (%)", fontsize=10)
178         self.acc_ax.set_xlabel("Recent Predictions", fontsize=10)
179         self.acc_ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
180         avg_accuracy = sum(display_history) / len(display_history) * 100
181         self.acc_ax.text(0.02, 0.98, f'Running Accuracy: {avg_accuracy:.1f
}%',
transform=self.acc_ax.transAxes,

```

```

182         verticalalignment='top',
183         fontsize=10)
184     self.acc_canvas.draw()
185     def update_config(self, param, value):
186         self.generator.config[param] = value
187     def update_plots(self, frame):
188         data = self.generator.data
189         if not data:
190             return self.lines.values()
191         x = range(len(data))
192         systolic_data = [d['systolic_bp'] for d in data]
193         diastolic_data = [d['diastolic_bp'] for d in data]
194         self.lines['systolic'].set_data(x, systolic_data)
195         self.lines['diastolic'].set_data(x, diastolic_data)
196         self.lines['hr'].set_data(x, [d['heart_rate'] for d in data])
197         self.lines['spo2'].set_data(x, [d['spo2'] for d in data])
198         self.lines['rr'].set_data(x, [d['respiratory_rate'] for d in data])
199         if data:
200             self.axes['bp'].set_ylim(min(min(diastolic_data) - 10, 40),
201                                     max(max(systolic_data) + 10, 200))
202             self.axes['hr'].set_ylim(min(min(d['heart_rate'] for d in data)
203 - 5, 40),
204                                     max(max(d['heart_rate'] for d in data) +
205 5, 150))
206             self.axes['spo2'].set_ylim(min(min(d['spo2'] for d in data) -
207 2, 80),
208                                     max(max(d['spo2'] for d in data) + 2,
209 100))
210             self.axes['rr'].set_ylim(min(min(d['respiratory_rate'] for d in
211 data) - 2, 8),
212                                     max(max(d['respiratory_rate'] for d in
213 data) + 2, 30))
214         for ax in self.axes.values():
215             ax.set_xlim(0, len(data))
216         return self.lines.values()
217     def update_data(self):
218         while self.running:
219             data_point = self.generator.generate_reading()
220             if data_point:
221                 self.root.after(0, self.update_status_labels, data_point)
222                 self.make_prediction(data_point)
223                 time.sleep(0.05)
224     def update_status_labels(self, data_point):
225         if data_point['anomaly_type'] == "normal":
226             self.status_labels['anomaly'].config(text="Status: Normal",
227 foreground="green")
228         else:
229             self.status_labels['anomaly'].config(
230                 text=f"Status: {data_point['anomaly_type'].replace('
231 _', ' ').title()}",
232                 foreground="red"
233             )
234             self.status_labels['bp'].config(
235                 text=f"BP: {data_point['systolic_bp']:.0f}/{data_point['
236 diastolic_bp']:.0f} mmHg"
237             )
238             self.status_labels['hr'].config(
239                 text=f"HR: {data_point['heart_rate']:.0f} bpm"
240             )
241             self.status_labels['spo2'].config(

```

```

233         text=f"SpO2: {data_point['spo2']:.0f}%"
234     )
235     self.status_labels['rr'].config(
236         text=f"RR: {data_point['respiratory_rate']:.0f} /min"
237     )
238     def on_closing(self):
239         self.running = False
240         self.root.quit()
241         self.root.destroy()
242     def run(self):
243         try:
244             self.root.mainloop()
245         finally:
246             self.running = False
247 class HealthDataGenerator:
248     def __init__(self):
249         self.config = {
250             'data_generation_interval': 0.5,
251             'window_size': 100,
252             'anomaly_probability': 0.03
253         }
254         self.base_params = {
255             'blood_pressure': {
256                 'systolic': {'mean': 120, 'std': 5, 'min': 70, 'max': 180},
257                 'diastolic': {'mean': 80, 'std': 3, 'min': 40, 'max': 120},
258             },
259             'heart_rate': {
260                 'mean': 75, 'std': 3, 'min': 40, 'max': 150,
261                 'respiratory_sinus_arrhythmia': 0.1
262             },
263             'spo2': {
264                 'mean': 98, 'std': 0.5, 'min': 80, 'max': 100
265             },
266             'respiratory_rate': {
267                 'mean': 16, 'std': 1, 'min': 8, 'max': 30
268             }
269         }
270         self.anomaly_types = {
271             'cardiac_arrest': {
272                 'blood_pressure': {'systolic_shift': -40, 'diastolic_shift':
: -30, 'std': 15},
273                 'heart_rate': {'shift': -30, 'std': 20},
274                 'spo2': {'shift': -15, 'std': 5},
275                 'respiratory_rate': {'shift': 8, 'std': 3},
276                 'duration': 15,
277                 'onset_speed': 'rapid'
278             },
279             'hypertensive_crisis': {
280                 'blood_pressure': {'systolic_shift': 60, 'diastolic_shift':
40, 'std': 10},
281                 'heart_rate': {'shift': 30, 'std': 15},
282                 'spo2': {'shift': -5, 'std': 2},
283                 'respiratory_rate': {'shift': 6, 'std': 2},
284                 'duration': 20,
285                 'onset_speed': 'gradual'
286             },
287             'septic_shock': {
288                 'blood_pressure': {'systolic_shift': -30, 'diastolic_shift':
: -20, 'std': 10},
289                 'heart_rate': {'shift': 40, 'std': 10},

```

```

290         'spo2': {'shift': -10, 'std': 3},
291         'respiratory_rate': {'shift': 10, 'std': 3},
292         'duration': 25,
293         'onset_speed': 'gradual'
294     }
295 }
296 self.data = []
297 self.current_anomaly = None
298 self.anomaly_start_time = None
299 self.last_update = time.time()
300 def apply_physiological_constraints(self, readings):
301     if readings['heart_rate'] > self.base_params['heart_rate']['mean']:
302         factor = (readings['heart_rate'] - self.base_params['heart_rate
303 ']['mean']) / 50
304         readings['blood_pressure']['systolic'] *= (1 + 0.1 * factor)
305         readings['blood_pressure']['diastolic'] *= (1 + 0.05 * factor)
306     if readings['spo2'] < 90:
307         readings['heart_rate'] *= (1 + (90 - readings['spo2']) / 100)
308     return readings
309 def generate_reading(self):
310     current_time = time.time()
311     if current_time - self.last_update < self.config['
312 data_generation_interval']:
313         return None
314     self.last_update = current_time
315     timestamp = datetime.datetime.now()
316     readings = {
317         'blood_pressure': {
318             'systolic': 0,
319             'diastolic': 0
320         },
321         'heart_rate': 0,
322         'spo2': 0,
323         'respiratory_rate': 0
324     }
325     if self.current_anomaly is None and random.random() < self.config['
326 anomaly_probability']:
327         self.current_anomaly = random.choice(list(self.anomaly_types.
328 keys()))
329         self.anomaly_start_time = current_time
330         if self.current_anomaly:
331             anomaly = self.anomaly_types[self.current_anomaly]
332             progress = (current_time - self.anomaly_start_time) / anomaly['
333 duration']
334             for vital in readings.keys():
335                 if vital == 'blood_pressure':
336                     sys_shift = anomaly['blood_pressure']['systolic_shift']
337                     dia_shift = anomaly['blood_pressure']['diastolic_shift']
338
339                     std = anomaly['blood_pressure']['std']
340                     readings[vital]['systolic'] = np.random.normal(
341                         self.base_params[vital]['systolic']['mean'] +

```

```

342         else:
343             shift = anomaly[vital]['shift'] if vital in anomaly
else 0
344             std = anomaly[vital]['std'] if vital in anomaly else
self.base_params[vital]['std']
345             readings[vital] = np.random.normal(
346                 self.base_params[vital]['mean'] + shift * progress,
347                 std
348             )
349             if current_time - self.anomaly_start_time > anomaly['duration'
]:
350                 self.current_anomaly = None
351                 self.anomaly_start_time = None
352         else:
353             for vital in readings.keys():
354                 if vital == 'blood_pressure':
355                     readings[vital]['systolic'] = np.random.normal(
356                         self.base_params[vital]['systolic']['mean'],
357                         self.base_params[vital]['systolic']['std']
358                     )
359                     readings[vital]['diastolic'] = np.random.normal(
360                         self.base_params[vital]['diastolic']['mean'],
361                         self.base_params[vital]['diastolic']['std']
362                     )
363                 else:
364                     readings[vital] = np.random.normal(
365                         self.base_params[vital]['mean'],
366                         self.base_params[vital]['std']
367                     )
368             readings = self.apply_physiological_constraints(readings)
369             readings['blood_pressure']['systolic'] = np.clip(
370                 readings['blood_pressure']['systolic'],
371                 self.base_params['blood_pressure']['systolic']['min'],
372                 self.base_params['blood_pressure']['systolic']['max']
373             )
374             readings['blood_pressure']['diastolic'] = np.clip(
375                 readings['blood_pressure']['diastolic'],
376                 self.base_params['blood_pressure']['diastolic']['min'],
377                 self.base_params['blood_pressure']['diastolic']['max']
378             )
379             for vital in ['heart_rate', 'spo2', 'respiratory_rate']:
380                 readings[vital] = np.clip(
381                     readings[vital],
382                     self.base_params[vital]['min'],
383                     self.base_params[vital]['max']
384                 )
385             data_point = {
386                 'timestamp': timestamp,
387                 'systolic_bp': readings['blood_pressure']['systolic'],
388                 'diastolic_bp': readings['blood_pressure']['diastolic'],
389                 'heart_rate': readings['heart_rate'],
390                 'spo2': readings['spo2'],
391                 'respiratory_rate': readings['respiratory_rate'],
392                 'anomaly_type': self.current_anomaly if self.current_anomaly
else "normal"
393             }
394             self.data.append(data_point)
395             if len(self.data) > self.config['window_size']:
396                 self.data.pop(0)
397             return data_point

```

```
398 def main():  
399     dashboard = HealthPredictorDashboard()  
400     dashboard.run()  
401 if __name__ == "__main__":  
402     main()
```

Listing 6.4 – RunTheModel.py

## Chapitre 7

# Conclusion Finale

Ce projet vise à développer un système IoT avancé pour surveiller les paramètres vitaux, tels que la pression sanguine et la fréquence cardiaque, en intégrant des techniques d'intelligence artificielle pour la gestion des ressources et la détection des anomalies.

Le projet s'articule autour de trois axes principaux :

1. **Prédiction des ressources** : Modèles de machine learning pour anticiper la consommation énergétique des capteurs IoT, évalués avec des métriques comme le RMSE.
2. **Détection des anomalies** : Réseaux neuronaux (autoencodeurs, RNN) pour identifier les comportements anormaux dans les données des capteurs.
3. **Ajustement des ressources** : Agent de reinforcement learning pour optimiser dynamiquement la gestion des ressources en temps réel.